

PREMIUM ERLEBEN SIE EXCELLENCE

HERVORRAGEND ANZUZIEHEN - durch spezielle Innenbeschichtung
HOHER TRAGEKOMFORT - durch eigens entwickelte Passform
SICHERE INSTRUMENTENFÜHRUNG - dank sehr gutem Grip




ERLEBEN SIE EXCELLENCE

Wenn es um Ihre beruflichen Höchstleistungen geht, ist das beste Arbeitsmaterial gerade gut genug. Dieses Credo gilt selbstverständlich auch für unsere Untersuchungshandschuhe. Mit dem Sempercare® Premium haben wir ein Produkt entwickelt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird und neue Maßstäbe setzt.

- Für den Sempercare® Premium Handschuh wurde extra eine breitere Porzellanhandform mit längeren Fingern entwickelt. Das sorgt für eine deutliche Verbesserung des **Tragekomforts** unseres puderfreien Naturlatex-Untersuchungshandschuhs.
- Unser puderfreier Naturlatex-Untersuchungshandschuh zeichnet sich durch eine besonders **gleitfähige** Oberfläche aus. Für einen **guten Griff**, der zur **sicheren Instrumentenführung** unabdingbar ist, sorgt dabei die Texturierung der Handschuhfinger.
- Eine **synthetische Innenbeschichtung** nach spezieller Sempermed-Technologie lässt Sie dabei den Handschuh **einfach** und **schnell anziehen**.
- Wie auch alle anderen Produkte aus dem Hause Sempermed besticht der Sempercare® Premium durch besondere **Hautfreundlichkeit**.
- Die **Reißkräfte**¹⁾ des Sempercare® Premium liegen deutlich über den in der Norm festgelegten Mindestwerten und ermöglichen dadurch dem Anwender ein besonderes Schutzgefühl.

¹⁾ Der Vergleich bezieht sich auf EN 455-2 (2011) und den durchschnittlichen Sempercare® Premium Produktionswert, Stand 9/2011



TECHNISCHE DATEN



sempercare® premium

TYP	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
MATERIAL	Naturlatex (NR)
FARBE	Naturweiß
HANDSCHUHFORM	Flach mit Rollrand
GESAMTLÄNGE/GRÖSSE gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL 240 mm
WANDDICKE im Handflächenbereich doppelt gemessen	median 0,26 mm
DICHTHEIT gemäß EN 455-1	AQL 1,5
REISSKRAFT gemäß EN 455-2 REISSKRAFT Produktionswert	≥ 6N median 9N
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre
VERPACKUNG	Unsteril, im Spenderkarton: XS, S, M, L 100 Stk./XL 90 Stk. Im Versandkarton: XS, S, M, L 1.000 Stk./XL 900 Stk. /VE
KENNZEICHNUNG	EN 1041, EN 980, EN 420 und ISO 15223
VERWENDUNGSZWECK gemäß MDD 93/42 EEC gemäß PPE 89/686/EEC	Medizinprodukt Klasse I Einmal-Schutzhandschuh - PSA Kategorie III (zeitlich <u>begrenzter Schutz</u> gegen chemische Einwirkungen) ²⁾

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
Österreich · A-1031 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com